

スタンディングバランストレーニングサポート器具(歩行器)

取扱説明書



製造元:中国

医療機器製造登録番号:魯青食薬監機生産備20190012号
医療機器製品登録番号:魯青機備20180355号
製品の技術的要求番号:魯青機備20180355号

1. 商品名:スタンディングバランストレーニングサポート器具

2. 仕様:機能・デザイン面で、前アームサポート台&キャスター式スタンディングバランストレーニングサポート器具(タイプI、タイプII、タイプIII)と前アームサポート台&脚式スタンディングバランストレーニングサポート器具の2種類。素材は、アルミ、ステンレス、プラスチック容射スチールの3種類。使用対象は大人用と子供用の2種類。

3. 製品性能・構造構成:サポート台(テーブル式サポート台または前アームサポート台)、ハンドル、ハンドルレバー、ハンドルレバー調節具、車輪、高さ調節具、停止用ブレーキ、折り畳み機構、座面シートで構成され、扱いやすさを重視したパッシブな製品です。

4. 使用目的:移動に支障のある方のリハビリ時のスタンディングや歩行の補助にご使用下さい。

5. 使用方法:

- ①スタンディングバランストレーニングサポート器具の包装を開き、折り畳まれたスタンディングバランストレーニングサポート器具の両サイドを開き、平坦な場所に置く。座面シートを下ろし、適切な高さに調整下さい。
- ②使用する患者さんの身長に合わせて本体の高さを調整します。ボタンをしっかりと押して、もう片方の手で脚部をスライドさせ、適切な高さに調整下さい。
- ③高さの調整が完了したら、転倒防止の為にまずキャスターがしっかりとロックされているかを確認し、しっかりとロックされていたら患者さんを移動し使用を開始下さい。

6. 注意事項:

- ①使用時には、まずスタンディングバランストレーニングサポート器具の各部品、特にボルトやボタンの固定箇所に緩みがないか、バリがないかを確認し、部品の脱落で商品の安全性や使用効果に影響を与えないように注意して下さい。(万が一、異常がある場合は使用を控え、販売元にお問い合わせ下さい。)
- ②連結部分のネジがしっかりと閉まっているか頻繁にご確認下さい。
- ③スタンディングバランストレーニングサポート器具の滑り止めの脚がバランス良くしっかりとしているかどうかを頻繁に確認し、万が一損傷がある時にはすぐに交換を行って下さい。
☆斜面や滑りやすい場所での使用には特に注意が必要で、滑ったり転倒しないように注意を行って下さい。
- ④最大静荷重100kg

組み立て手順



1:下の部分を広げて、図のように置く



2:座面を図の位置に置く



3:U型台を図のように下の部分に差し込む



4:U型台のバランスを調整し、固定する



5:バランスレバーを図の赤色部分に差し込み、固定する



6:完成